

**STERYLAB PRODUCT RANGE**

Biopsy & localisation needles  
Gynaecological products  
Decontaminating mats for the O.R.  
Aghi per biopsia e localizzazione  
Prodotti per ginecologia  
Tappeti decontaminanti

For further information or a quotation please contact : Colin Walters



**SeedOS Ltd**

Radiation Oncology, Urology and General Medical Equipment and Services

26, The Maltings, Leighton Buzzard, Bedfordshire LU7 4BS, United Kingdom

Tel: +44 1525 850670 Fax: +44 1525 850685 Email: cwalters@seedos.com


Website: [www.seedos.com](http://www.seedos.com) Mobile: +44 07701059163

**AGO MONOUSO PER BIOPSIA OSTEO-MIDOLLARE TIPO JAMSHIDI**  
**DISPOSABLE JAMSHIDI-TYPE BONE-MARROW BIOPSY NEEDLE**

**ben**<sup>®</sup>



- Profilo tagliente a bocca di pesce  
"Fish-Mouth" cutting profile
- Mandrino a punta trocar  
Trocar bevel



- Camera di espansione conica  
Conical expansion chamber
- Rastrematura conica ad elevata penetrazione  
Conically tapered cannula



L'esclusiva geometria "fish-mouth" della punta della cannula riduce al minimo l'invasività e aumenta la penetrazione.

The exclusive "fish-mouth" cutting edge of cannula reduces trauma to a minimum and improves penetration.



SET **ben**<sup>®</sup>

Specillo di estrazione  
Specimen remover

Stopper scorrevole  
Depth limiting device

Cappellotto di conforto  
Comfort cap

# AGO MONOUSO PER BIOPSIA OSTEO-MIDOLLARE TIPO JAMSHIDI

## DISPOSABLE JAMSHIDI-TYPE BONE-MARROW BIOPSY NEEDLE

Ogni particolare costruttivo di BEN® è studiato per raggiungere risultati al top degli strumenti bioptici oggi disponibili:

- ▶ Impugnatura ergonomica che facilita la penetrazione.
- ▶ Superiore resistenza dell'acciaio per una biopsia senza timori.
- ▶ Stopper scorrevole per valutare la profondità di penetrazione.
- ▶ Affilatura "fish-mouth" della cannula per un reperto dall'architettura intatta.
- ▶ Punta trocar del mandrino per una penetrazione rapida e poco invasiva.
- ▶ Lo specillo in dotazione consente la rapida espulsione del campione senza rischi di autoferimento per l'operatore.
- ▶ Codice colore per una facile identificazione del calibro dell'ago.
- ▶ Monouso, sterile: riduzione dei rischi di infezioni nosocomiali.

Every manufacturing detail of BEN® has been carefully studied to give the best results among those biopsy instruments available to date:

- ▶ The comfortable handle grip facilitates penetration.
- ▶ Hardened steel for a safer procedure.
- ▶ The depth limiting device allows the evaluation of the depth of penetration.
- ▶ The "fish-mouth" cutting edge of cannula provides a bioptic cylinder with intact architecture.
- ▶ The stylet with trocar bevel allows a rapid and less invasive penetration.
- ▶ The specimen remover (included) allows a rapid expulsion of the cylinder with no risk of injury for the operator.
- ▶ Colour coded for easier needle size (gauge) determination.
- ▶ Sterile, single-use: reduction of infection hazard.

### MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE SIZES

**ben**®

CALIBRO SIZE G (mm)	LUNGHEZZA LENGTH cm	CODICE COLORE COLOUR CODE	CONFEZ. PKG pz-units
8 (4,00)	10 - 15	verde scuro / dark green	20
11 (3,00)	10 - 15	bianco / white	20
13 (2,40)	9	azzurro / cyan	20

Come comporre il codice d'ordine / ordering: **BEN® 8 Gauge - 10 cm = BEN0810**

Su richiesta sono disponibili anche altre misure / Other sizes available on request

Su richiesta disponibile con cannula centimetrata per biopsie vertebrali e impieghi ortopedici  
(biopsia ossa lunghe e vertebroplastica)  
On request available with centimetred cannula for vertebral biopsy and also orthopaedic use  
(long bone biopsy and vertebroplastic)

Emiss.: D.C. - Rev.: 09/2004



RAPPRESENTANTE DI ZONA:  
AREA SALES REPRESENTATIVE:



[www.seedos.com](http://www.seedos.com)

Radiation Oncology, Urology and General Medical Equipment and Services

