

STERYLAB PRODUCT RANGE

Biopsy & localisation needles
Gynaecological products
Decontaminating mats for the O.R.
Aghi per biopsia e localizzazione
Prodotti per ginecologia
Tappeti decontaminanti

For further information or a quotation please contact : Colin Walters



SeeDOS

Radiation Oncology Equipment and Services

26, The Maltings, Leighton Buzzard, Bedfordshire LU7 4BS, United Kingdom

Tel: +44 1525 850670 Fax: +44 1525 850685 Email: c.walters@seedos.com

Website: www.seedos.com Mobile: +44 07701059163

**STRUMENTO AUTOMATICO A GHIOTTINA PER BIOPSIA
SU TESSUTI MOLLI**

DISPOSABLE AUTOMATIC SOFT TISSUE BIOPSY INSTRUMENT

COLT®

■ Sicura

Safety-lock

■ Grilletto di azionamento

Trigger

■ Cursore di carica

Load

■ Cannula Rimovibile

Detachable Cannula

■ Leva di recupero campione

Sample recovery button

Cannula centimetrata

Centimetre marks

**STANDARD NOTCHED
NEEDLE**



TOPcore® NEEDLE

ECHONOX®

È l'acciaio ecoriflettente che rende l'ago perfettamente visibile sul monitor per tutta la sua lunghezza.

The echoreflecting steel which makes the whole length of the needle clearly visible on the monitor.




COLT® SET-TAC


Set con ago-guida per procedure coassiali sotto T.A.C.
Set with introducer needle for co-axial procedure under CT scanning

STRUMENTO AUTOMATICO A GHIGLIOTTINA PER BIOPSIA SU TESSUTI MOLLI

DISPOSABLE AUTOMATIC SOFT TISSUE BIOPSY INSTRUMENT

 COLT® è lo strumento monouso a ghigliottina per biopsia su tessuti molli che realizza l'intera manovra automaticamente, con rapidità e precisione.

- ▶ Versatile, ergonomico, semplice, affidabile, con la sua esclusiva caratteristica di adeguamento della sequenza degli scatti alla natura del tessuto da biopsiare, è lo strumento automatico monouso più perfezionato oggi prodotto.
- ▶ COLT® è inoltre disponibile in apposito set per TAC (COLT® SET-TAC), in versione con cannula staccabile (COLT® DC) e in versione SHORT per senologia con incavo ridotto a 10 mm.
- ▶ Ampia gamma dimensionale.
- ▶ Disponibile anche in lunghezza 47 cm per uso laparoscopico.
- ▶ Codice colore per una facile identificazione del calibro dell'ago.
- ▶ Monouso, sterile:
riduzione dei rischi di infezioni nosocomiali.

 COLT® is a single use, guillotine-type, soft tissue biopsy instrument which performs the entire bioptic manoeuvre, quickly, fully automatically with precision.

- ▶ Versatile, simple to use and reliable, with the unique rapid firing or two-stage firing feature, depending on the nature of the tissue to biopsy, it represents the "state of the art" in automatic biopsy instruments.
- ▶ Spring loaded stylet and cannula harvest diagnostic quality specimens with minimal tissue displacement or needle deflection.
- ▶ COLT® can be easily operated with one hand, making it ideal for procedures requiring ultrasound guidance.
- ▶ COLT® is also available as specific set for CT scanning (COLT® SET-TAC) with detachable canula (COLT® DC) and for less invasive breast biopsy (COLT® SHORT, notch = 10mm). Colour coded for easier needle size (gauge) determination.
- ▶ Sterile, single-use: reduction of infection hazard.

COLT® è disponibile anche nelle versioni PLUS⁺ e PLUS⁺⁺:

PLUS⁺: Ago fabbricato totalmente in lega ECHONOX® (patent pending) per una ottimale visualizzazione ecografica.

PLUS⁺⁺: Ago in lega ECHONOX® e geometria TOP-CORE® della vaschetta di prelievo; consente, oltre alla perfetta visualizzazione ecografica, la captazione di campioni biopici fino al 50% più abbondanti.
DISPONIBILE SOLO PER CALIBRI DA 14 A 18 G

COLT® is available also with product releases PLUS⁺ and PLUS⁺⁺:

PLUS⁺: Needle made from alloy ECHONOX® (patent pending) for optimised visualisation under ultrasound guidance.

PLUS⁺⁺: Needle with ECHONOX® and TOP-CORE® sample notch geometry for perfect echographic visualisation and collection of 50% larger tissue cores.

AVAILABLE WITH SIZES FROM 14 TO 18 G ONLY

MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE SIZES
COLT®

TIPO TYPE	CALIBRO GAUGE	LUNGH. LENGTH	OPZIONI DISPONIBILI / OPTIONAL RELEASES		CODICE ORDERING	CONF. PKG.
			PLUS ⁺ ECHONOX®	PLUS ⁺⁺ ECHONOX® TOP-CORE®		
COLT®	14-16-18-20	11-15-20-25-(47)	SI/YES	14-16-18G	CLT XXYY (*)	20
COLT® SHORT	18	6-8-10	SI/YES	SI/YES	CLT XXYY S	20
COLT® DC	14-16-18-20	15-20-25	SI/YES	14-16-18G	CLT XXYY DC	20
COLT® SET TAC	14-16-18-20	11-15-20	NO	14-16-18G	CLT XXYY TC	10

(*): XX= Gauge / YY= Lungh./Length.

Come comporre il codice d'ordine / ordering: COLT® SHORT 18 Gauge - 10 cm = CLT1810S

Versioni PLUS⁺ e PLUS⁺⁺: aggiungere rispettivamente "+" o "++" al codice d'ordine.

Releases PLUS⁺ and PLUS⁺⁺: add "+" or "++" to the cat. nr. of standard release.

Emiss.: D.C. - Rev.: 01/2006



RAPPRESENTANTE DI ZONA:
AREA SALES REPRESENTATIVE:



www.seedos.com

Radiation Oncology Equipment and Services

