

STERYLAB PRODUCT RANGE

Biopsy & localisation needles
 Gynaecological products
 Decontaminating mats for the O.R.
 Aghi per biopsia e localizzazione
 Prodotti per ginecologia
 Tappeti decontaminanti

For further information or a quotation please contact : Colin Walters



SeedOS Ltd

Radiation Oncology, Urology and General Medical Equipment and Services
 26, The Maltings, Leighton Buzzard, Bedfordshire LU7 4BS, United Kingdom
 Tel: +44 1525 850670 Fax: +44 1525 850685 Email: cwalters@seedos.com
 Website: www.seedos.com Mobile: +44 07701059163

APPARECCHIO AUTOMATICO PER BIOPSIA CITOLOGICA
AUTOMATIC SUCTION CYTOLOGIC BIOPSY

CYTOMAT®



E' provato che l'aumento della sopravvivenza ai tumori rispetto al passato è dovuto in gran parte alle diagnosi più tempestive ottenute con il miglioramento dei mezzi diagnostici come la mammografia, l'ecografia, la T.A.C., la R.M.N., la P.E.T., la cito-diagnosi.

La ricerca di lesioni sempre più piccole ed il progressivo estendersi degli interventi hanno indotto i clinici alla ricerca di metodi cito-biottici sempre più affidabili e semplici nella routine ambulatoriale.

Ai metodi sin qui usati (ago-solo, ago-aspirato, ago citologico, ago tranciante), ognuno coi propri peculiari vantaggi, si aggiunge oggi il sistema CYTOMAT® : una pompa aspirante di elevata efficienza collegata all'ago da un set plastico flessibile.

Il sistema pompa-ago così creato riunisce in sé per la prima volta tutti i vantaggi dei diversi metodi sin qui usati donando prestazioni diagnostiche mai raggiunte unitamente a una esemplare semplicità d'uso.

It has been demonstrated that the increase in the survival rate of tumors with respect to the past is due largely to early diagnosis made possible following the improvement of diagnostic methods such as mammography, echography, CT scanning, MRI, PET and cytodiagnosis.

The detection of increasingly smaller lesions and the progressively more widespread examinations have induced clinicians to search for increasingly more reliable yet simple cytobiopic methods for routine ambulatory use. In addition to the methods so far used (cytological needle, cutting needle), each with its individual advantages, must be added today the CYTOMAT® system: a suction pump of high efficiency connected to a needle by a flexible plastic set.

Together, a pump, needle system confers all the advantages of other methods combined, with proven diagnostic performance ease of use.

CYTOMAT® R



Modello dotato di controlli completi
 Model with full controls

CYTOMAT® M



Modello con comandi semplificati
 Model with simplified controls

APPARECCHIO AUTOMATICO PER BIOPSIA CITOLOGICA

AUTOMATIC SUCTION CYTOLOGIC BIOPSY

-  Totale libertà nella manipolazione dell'ago: massima sensibilità nell'attraversamento dei tessuti, nella centratura del nodulo, nel *needling*.
 - ▶ Grande capacità aspirante (regolabile da 0 a -0,9 bar).
 - ▶ Totale recupero delle cellule captate (soffio continuo).
 - ▶ Comprovato calo degli inadeguati.
 - ▶ Autonomia nella manovra.
 - ▶ Efficacia nello svuotamento di cisti anche di grandi dimensioni.
 - ▶ Estrema semplicità di utilizzo, praticamente assente da manutenzione.
-  *Full liberty in needle manipulation: increased sensitivity in crossing tissue, needling and hitting the nodule.*
 - ▶ *High suction power (adjustable from 0 to -0.9 bar).*
 - ▶ *Recovery of all cells captured (continuous blow).*
 - ▶ *Proven fall of false positives/negatives.*
 - ▶ *Freedom in the procedure.*
 - ▶ *Effective also for emptying large cistis.*
 - ▶ *Ease of use, low need for maintenance.*

MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE SIZES

CYTOMAT®

CODICE ORDERING	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONFEZ. PCKG pz-units
SETCYSC	Set di collegamento primario fra CYTOMAT® e il set porta-ago, dotato di provetta da 20 ml <i>Primary connection line</i>	100
SETCYST	Set terminale porta-ago (monouso) <i>Secondary (Terminal) connection line (disposable)</i>	100
SETCYPR	Vaso di raccolta liquidi (cistocentesi) di grande capacità da interporre fra i sets precedenti <i>Barrel for collection of liquids</i>	30

Sono disponibili set sterili monouso di collegamento specificatamente progettati per l' utilizzo con CYTOMAT® (vedi tabella)
Disposable sterile connection sets specifcally designed for CYTOMAT® availables (see table).

Emiss.: D.C. - Rev.: 09/2004



0 4 2 6

RAPPRESENTANTE DI ZONA:
AREA SALES REPRESENTATIVE:



www.seedos.com

Medical Equipment and Services

