

STERYLAB PRODUCT RANGE

Biopsy & localisation needles
Gynaecological products
Decontaminating mats for the O.R.
Aghi per biopsia e localizzazione
Prodotti per ginecologia
Tappeti decontaminanti

For further information or a quotation please contact : Colin Walters



SeedOS^{UK}

Radiation Oncology, Urology and General Medical Equipment and Services

26, The Maltings, Leighton Buzzard, Bedfordshire LU7 4BS, United Kingdom

Tel: +44 1525 850670 Fax: +44 1525 850685 Email: cwalters@seedos.com

Website: www.seedos.com Mobile: +44 07701059163

SET PER CAPTAZIONE DI CELLULE TUMORALI O ALTERATE
BREAST DUCTAL LAVAGE SET

MAMMO *flush*®



SET PER CAPTAZIONE DI CELLULE TUMORALI O ALTERATE

BREAST DUCTAL LAVAGE SET

È comprovato che cellule epiteliali atipiche sono premonitrici di cancro alla mammella anche in presenza di mammografie e indagini mediche non sospette.

- ▶ La raccolta di grandi quantità di cellule tramite lavaggio dei dotti (DL) con il micro-catetere di MAMMOFLUSH® risulta essere ben tollerata, di facile e veloce esecuzione.
- ▶ La sensibilità diagnostica è notevolmente più elevata di altri metodi finora adottati*.
- ▶ MAMMOFLUSH® è monouso, sterile: riduzione del rischio di infezioni nosocomiali.

It has been proved that atypical epithelial cells are often early evidence of breast cancer even in cases of negative mammo-screening.

- ▶ The collection of a large quantity of cells by ductal lavage (DL) through the micro-catheter of MAMMOFLUSH® is well tolerated by the patient and very easy to accomplish*.
- ▶ Diagnostic accuracy is much higher compared to other methods used so far.
- ▶ MAMMOFLUSH® is sterile, single-use: reduction of infection hazard.

(*): Ductal Lavage (DL) For Detection Of Cellular Atypia

(U. Veronesi, M. Cazzaniga, W.C. Dooley, et alia – Journal of National Cancer Institute – Vol. 93, November 2001)

MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE SIZES

MAMMO flush®

CALIBRO SIZE G (mm)	LUNGHEZZA LENGTH cm	CODICE CAT. NR.	CONFEZ. PCKG pz-units
23G (0,65)	30	MMF01	5
23G (0,65)	30	MMF01S	5

Il set codice MMF01S include: -1 siringa ergonomica a 3 anelli con blocco di aspirazione, -1 siringa da 12 ml con blocco di aspirazione, - rubinetto a una via su entrambi i rami di immissione e recupero

Cat. Nr. MMF01S includes: -1 self-blocking syringe with comfortable handle, -1 self-blocking 12ml syringe, - one-way stopcock in both inlet and collection lines

SGL SET MONOUSO PER GALATTOGRAFIA

DISPOSABLE GALACTOGRAPHY SET



MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE SIZES

Cannula 27 G lunga 1 o 2 cm, tubetto plastico lungo 10,30 o 60 cm. Cannula 27 G, 1 or 2 cm long, line 10,30 or 60 cm long.

CALIBRO SIZE G (mm)	LUNGHEZZA TUBO LENGTH OF LINE cm	LUNGHEZZA AGO NEEDLE LENGTH cm	CONFEZ. PCKG pz-units
27 (0,35)	S: 10 cm / M : 30 cm / L: 60 cm	01/02	20

Come comporre il codice d'ordine / ordering:

SGL 27 Gauge / ago (needle) 1cm / tubo (line) 10 cm: SGL2701-S

Emiss.: D.C. - Rev.: 09/2004



RAPPRESENTANTE DI ZONA:
AREA SALES REPRESENTATIVE:



www.seedos.com

Medical Equipment and Services

