

STERYLAB PRODUCT RANGE

Biopsy & localisation needles
Gynaecological products
Decontaminating mats for the O.R.
Aghi per biopsia e localizzazione
Prodotti per ginecologia
Tappeti decontaminanti

For further information or a quotation please contact : Colin Walters



SeedOS[™]

Radiation Oncology, Urology and General Medical Equipment and Services

26, The Maltings, Leighton Buzzard, Bedfordshire LU7 4BS, United Kingdom

Tel: +44 1525 850670 Fax: +44 1525 850685 Email: cwalters@seedos.com

Website: www.seedos.com Mobile: +44 07701059163


REPERE METALLICO PER LOCALIZZAZIONE DI LESIONI MAMMARIE
BREAST LOCALISATION HOOK-WIRE NEEDLE-SET

MAMMOREP[®]

ECHONOX[®]

È l'acciaio ecoriflettente che rende l'ago perfettamente visibile sul monitor per tutta la sua lunghezza.

The echoreflecting steel which makes the whole length of the needle clearly visible on the monitor.



Il reperi uncinato di MAMMOREP[®] NORMAL consente un facile e sicuro posizionamento nella lesione.

The hook-wire of MAMMOREP[®] NORMAL allows easy and safe placement inside the lesion.

MAMMOREP[®] N




Il reperi a doppio uncino di MAMMOREP[®] ZETA assicura il mantenimento della posizione nella lesione.

The double hook-wire of MAMMOREP[®] ZETA prevents risk of migration from the lesion.


MAMMOREP[®] Z



REPERE METALLICO PER LOCALIZZAZIONE DI LESIONI MAMMARIE BREAST LOCALISATION HOOK-WIRE NEEDLE-SET

 **MAMMOREP®**: tradizionale ago per localizzazione di lesioni mammarie dotato di filo-repere uncinato.

- ▶ Centimetratura sulla cannula facilmente leggibile per facilitare il corretto posizionamento in profondità.
- ▶ Stopper scorrevole per pre-determinare la profondità di penetrazione.
- ▶ Marcatura prossimale sul filo-repere per controllare l'avvenuta esposizione all'uncino.
- ▶ **MAMMOREP® NORMAL**: uncino semplice, 21G.
- ▶ **MAMMOREP® ZETA**: uncino doppio per un ancoraggio bi-direzionale, 20G.
- ▶ Monouso, sterile: riduzione dei rischi di infezioni nosocomiali.

 **MAMMOREP®**: is a traditional hook-wire breast localisation needle-set, available in a variety of centimetre lengths and two gauge sizes: 20 and 21G.

- ▶ Easy-to-read centimetre marks facilitate accurate depth placement.
- ▶ Sliding stopper to accurately pre-determine depth placement.
- ▶ Wire is marked to better control its placement.
- ▶ **MAMMOREP® NORMAL**: simple hook, 21G.
- ▶ **MAMMOREP® ZETA**: double hook, 20G, for a more secure placement inside the mammary tissue.
- ▶ Sterile, single use: reduction of infection hazard.

MAMMOREP® è disponibile anche nelle versioni **PLUS+**:

PLUS+: Ago fabbricato totalmente in lega **ECHONOX®** (patent pending) per una ottimale visualizzazione ecografica.

MAMMOREP® is available also with product release **PLUS+**:

PLUS+: Needle made from alloy **ECHONOX®** (patent pending) for optimised visualisation under ultrasound guidance.

MODELLI DISPONIBILI AVAILABLE SIZES

MAMMOREP®

CALIBRO SIZE G (mm)	LUNGHEZZA LENGTH cm	VERSIONE TYPE	CONFEZ. PCKG pz-units
21 (0,80)	6 - 9 - 11 - 15	NORMAL	25
20 (0,90)	6 - 9 - 11 - 15	ZETA	25

Come comporre il codice d'ordine / ordering:

MAMMOREP® NORMAL 21 Gauge - 15 cm = MRN2115

MAMMOREP® ZETA 20 Gauge - 9 cm = MRZ2009

Altre misure disponibili su richiesta / Other sizes available on request

Versioni **PLUS+**: aggiungere rispettivamente "+" al codice d'ordine.

Releases **PLUS+**: add "+" to the cat. nr. of standard release.

Emiss.: D.C. - Rev.: 09/2004



RAPPRESENTANTE DI ZONA:
AREA SALES REPRESENTATIVE:



www.seedos.com

Medical Equipment and Services

