

STERYLAB PRODUCT RANGE

Biopsy & localisation needles
Gynaecological products
Sets for Vertebroplastic
Decontaminating mats for the O.R.
Aghi per biopsia e localizzazione
Prodotti per ginecologia
Tappeti decontaminanti
Sets per Vertebroplastica

For further information or a quotation please contact : Colin Walters



SeedOS

Radiation Oncology Equipment and Services

26, The Maltings, Leighton Buzzard, Bedfordshire LU7 4BS, United Kingdom
Tel: +44 1525 850670 Fax: +44 1525 850685 Email: cwalters@seedos.com
Website: www.seedos.com Mobile: +44 07701059163

REPERE MAMMARIO ALTAMENTE STABILE RIPOSIZIONABILE CON UNA SOLA MANO
REPOSITIONABLE NON-DISPLACING BREAST LOCALIZATION LOOP-WIRE NEEDLE-SET

MAMMOREP *loop*®

VERSIONE MLE: PER USO SOTTO GUIDA ECOGRAFICA
MLE: FOR US GUIDED PROCEDURE

VERSIONE MLX: PER USO IN STEREOTASSIA
MLX: FOR STEREOTACTIC USE (X-RAY)

Impugnatura ergonomica ad anelli
Handle for one-handed use

Cannula centimetrata + stopper scorrevole
per accurato posizionamento

Ago in ECHONOX® chiaramente
visibile sul monitor ecografico

Centimeter marks + depth stop
Needle made from ECHONOX®
clearly visible under ultrasound

Per una sicura verifica anatomo-
patologica sull'escissione, raccomandiamo
X-SCREEN®, contenitore a griglia
radiopaca.
Vedere la specifica brochure.

We highly recommend, to ease the
laboratory's work, the combined use of
radiopaque grid-marker X-SCREEN®.
Detailed information available in the
specific product brochure.



X-SCREEN®

TRACCIA VISIBILE CON X-SCREEN®
VISIBLE TRACK WITH X-SCREEN®

TERMINALE ALTAMENTE STABILE
A CONFORMAZIONE "LOOP"

"LOOP" SHAPED WIRE TERMINAL

1° indicatore
prossimità lesione


1st surgeon's sentinel bead

2° indicatore prossimità lesione

2nd surgeon's sentinel bead

Filo-repere flessibile
Flexible wire

REPERE MAMMARIO ALTAMENTE STABILE RIPOSIZIONABILE CON UNA SOLA MANO REPOSITIONABLE NON-DISPLACING BREAST LOCALIZATION LOOP-WIRE NEEDLE-SET

 **MAMMOREP LOOP®** è l'innovativo sistema di STERYLAB per la localizzazione di noduli e calcificazioni mammarie.

- ▶ La comoda impugnatura a tre anelli ne consente l'utilizzo con una sola mano (mentre l'altra è occupata dalla sonda ecografica): un rapido movimento delle dita è sufficiente per deporre il repere in loco e per riposizionarlo.
- ▶ La conformazione a **LOOP** del repere si ancora saldamente al tessuto impedendo la migrazione in ogni direzione.
- ▶ Due grani di ispessimento sul filo-repere segnalano al chirurgo l'approssimarsi alla lesione.
- ▶ Il repere, in lega a memoria di forma, può essere agevolmente represso nell'ago per correggerne la posizione e facilmente rideposto nella nuova sede.
- ▶ Il filo-repere, in morbida trecciola di acciaio inox medicale, difficilmente sezionabile dal bisturi, è di massimo comfort per la paziente; non trasmette spinte a strappi al *loop*; consente attese prolungate.
- ▶ L'ago in **ECHONOX®** (acciaio ecoriflettente, esclusiva STERYLAB) magnifica la traccia sul monitor ecografico. La centimetratura e lo stopper scorrevole aiutano l'operatore nel preciso posizionamento del repere.
- ▶ Monouso sterile.

 **MAMMOREP LOOP®** is the latest breast localization system by STERYLAB.

- ▶ The ergonomic handle of **MAMMOREP® LOOP** allows the operator one-handed use.
- ▶ A single motion is required to place and retract the loop-wire. The **LOOP** shape of wire makes it possible for precision placement and prevents forward/backward migration during patient's transport.
- ▶ A marking bead on wire, coming before the stiffening close to the loop, serves as a 1st "landmark" for the surgeon during the surgical excision of the suspected lesion.
- ▶ The localization wire is repositionable.
- ▶ The needle is made from **ECHONOX®**, an echogenic stainless steel patented by STERYLAB.
- ▶ Centimeter marks and sliding depth stop.
- ▶ Colour coded.
- ▶ Sterile, single-patient use.

Emiss.: D.C. - Rev.: 09/2007

MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE SIZES

MAMMOREP *loop*®

| VERSIONE RELEASE | CALIBRO SIZE G (mm) | LUNGHEZZA LENGTH cm | CODICE COLORE COLOUR CODE |  ECHONOX® | CONFEZ. PKG pz-units |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---|----------------------------|
| MLE | 20 (1,05) | 6 - 9 - 11 - 15 | GIALLO / YELLOW | SI / YES | 10 |
| MLX | | | — | NO | |

Come comporre il codice d'ordine / ordering:

MLE 20 Gauge – 15 cm = MLE2015 opp./or MLX 20 gauge - 9 cm = MLX2009

Altre misure disponibili su richiesta / Other sizes available on request



0 4 2 6

RAPPRESENTANTE DI ZONA:
AREA SALES REPRESENTATIVE:



www.seedos.com

Radiation Oncology Equipment and Services

