

STERYLAB PRODUCT RANGE

Biopsy & localisation needles
Gynaecological products
Decontaminating mats for the O.R.
Aghi per biopsia e localizzazione
Prodotti per ginecologia
Tappeti decontaminanti

For further information or a quotation please contact: Colin Walters



Radiation Oncology, Urology and General Medical Equipment and Services

26, The Maltings, Leighton Buzzard, Bedfordshire LU7 4BS, United Kingdom

Tel: +44 1525 850670 Fax: +44 1525 850685 Email: cwalters@seedos.com

Website: www.seedos.com Mobile: +44 07701059163

**AGO PER ASPIRATO DI MIDOLLO OSSEO ALLO STERNO
E ALLA CRESTA ILIACA**

**COMPREHENSIVE RANGE OF BONE MARROW ASPIRATION / HARVESTING
NEEDLES FOR USE ON THE ILIAC CREST AND STERNUM**

Mielo
M-CAN

Cappellotto solidale
con il mandrino
Cap with stylet holder

Impugnatura ergonomica
Comfortable handle
(MCN 03 / 04 / 22)

Modelli per sterno
MCN 01 / MCN 02
Sizes for sternum

Cursore con scala millimetrica
Millimetered depth scale + Distal side ports

Modelli per cresta iliaca
MCN 22 / MCN 03 / MCN04
Sizes for iliac crest

Fori distali
Distal side ports
(MCN03 / MCN04)

Acciai rinforzati
Strengthened steel




AGO PER ASPIRATO DI MIDOLLO OSSEO ALLO STERNO E ALLA CRESTA ILIACA

COMPREHENSIVE RANGE OF BONE MARROW ASPIRATION / HARVESTING
NEEDLES FOR USE ON THE ILIAC CREST AND STERNUM

 L'ago per aspirato midollare MIELO-CAN® è stato particolarmente studiato nell'ergonomia dell'impugnatura e nella versatilità della sua gamma.

- ▶ Rapido nella manovra, affidabile nel funzionamento, di invasività limitata: è oggi lo strumento monouso di riferimento per l'ematologo, l'oncologo e l'internista.
- ▶ MIELO-CAN® è disponibile in tre versioni:
 - ▷ STERNO:
Impugnatura con regolatore di profondità e scala millimetrica.
 - ▷ CRESTA ILIACA:
Impugnatura ergonomica e lunghezza dell'ago maggiorata.
 - ▷ CRESTA ILIACA più ESPIANTO:
Impugnatura ergonomica, acciai rinforzati, fori distali per una copiosa aspirazione.
- ▶ Codice colore per una facile identificazione del calibro dell'ago.
- ▶ Monouso, sterile:
riduzione dei rischi di infezioni nosocomiali.

 The MIELO-CAN® needle is triple sharpened and has been ergonomically designed with a large grip for secure handling and ease of use and reliability.

- ▶ The advantages of MIELO-CAN® are:
 - ▷ Triple sharpened
 - ▷ A faster procedure with full control
 - ▷ Comfortable in all sizes of hand
 - ▷ Comprehensive range of sizes available
 - ▷ Extra long size available
- ▶ MIELO-CAN® is available in 3 models:
 - ▷ STERNUM:
Provided with millimetered depth scale.
 - ▷ ILIAC CREST:
Large comfortable handle for added control, longer cannula.
 - ▷ HARVESTING ON ILIAC CREST:
Large comfortable handle, strengthened steel shaft, distal side ports for improved bone marrow collection.
- ▶ Colour coded for easier needle size (gauge) determination.
- ▶ Sterile, single-use: reduction of infection hazard.

MODELLI DISPONIBILI
AVAILABLE SIZES

M^{ielo}-CAN®

CALIBRO SIZE G (mm)	SCALA PROF. DEPTH RANGE cm	PROF. MAX MAX DEPTH cm	CODICE REF NUMBER	APPLICAZIONE SITE USE	CONFEZ. PCKG pz-units
18 (1,20)	1÷3	5	MCN 01	STERNO sternum	20
15 (1,80)	1÷3	5	MCN 02	STERNO sternum	20
15 (1,80)	2÷4	6	MCN 22	C. ILIACA iliac crest	15
15 (1,80)	1÷3	5	MCN 03	C. ILIACA+ ESPIANTO Harvesting on iliac crest	15
14 (2,10)	4÷6	8	MCN 04	C. ILIACA+ ESPIANTO Harvesting on iliac crest	15

Altri modelli disponibili su richiesta / Other sizes available on request

Emiss.: D.C. - Rev.: 09/2004



RAPPRESENTANTE DI ZONA:
AREA SALES REPRESENTATIVE:



www.seedos.com

Radiation Oncology, Urology and General Medical Equipment and Services

