

STERYLAB PRODUCT RANGE

Biopsy & localisation needles
Gynaecological products
Decontaminating mats for the O.R.
Aghi per biopsia e localizzazione
Prodotti per ginecologia
Tappeti decontaminanti

For further information or a quotation please contact : Colin Walters



SeeDOS

Radiation Oncology, Urology and General Medical Equipment and Services

26, The Maltings, Leighton Buzzard, Bedfordshire LU7 4BS, United Kingdom

Tel: +44 1525 850670 Fax: +44 1525 850685 Email: cwalters@seedos.com

Website: www.seedos.com Mobile: +44 07701059163

**AGO PER ASPIRATO DI MIDOLLO OSSEO
ALLA CRESTA ILIACA**

**COMPREHENSIVE RANGE OF BONE MARROW ASPIRATION / HARVESTING
NEEDLES FOR USE ON THE ILIAC CREST**

M^{ielo}
M-CAN[®]
iliac

Acciai rinforzati
Strengthened Steel




Impugnatura Ergonomica Avanzata
Advanced Ergonomic Handle Design

- Fori distali
Distal side ports
(MCN04I / MCN05I)
- Acciai rinforzati
Strengthened steel




AGO PER ASPIRATO DI MIDOLLO OSSEO ALLA CRESTA ILIACA

COMPREHENSIVE RANGE OF BONE MARROW ASPIRATION / HARVESTING
NEEDLES FOR USE ON THE ILIAC CREST

 L'ago per aspirato midollare MIELO-CAN ILIAC® è stato particolarmente studiato, nell'ergonomia dell'impugnatura e nella versatilità della sua gamma, per l'aspirazione di midollo alla cresta iliaca.

- ▶ Rapido nella manovra, affidabile nel funzionamento, di invasività limitata: è oggi lo strumento monouso di riferimento per l'ematologo, l'oncologo e l'internista.
- ▶ Connessione Luer Lock metallica.
- ▶ Codice colore per una facile identificazione del calibro dell'ago.
- ▶ Monouso, sterile:
riduzione dei rischi di infezioni nosocomiali.

 The MIELO-CAN ILIAC® needle is triple sharpened and has been ergonomically designed with a large grip for secure handling and ease of use and reliability, specifically for bone-marrow collection from the iliac bone.

- ▶ The advantages of MIELO-CAN ILIAC® are:
 - ▷ Triple sharpened
 - ▷ A faster procedure with full control
 - ▷ Comfortable in all sizes of hand
 - ▷ Comprehensive range of sizes available
 - ▷ Extra long size available
- ▶ Metallic Luer Lock connection.
- ▶ Colour coded for easier needle size (gauge) determination.
- ▶ Sterile, single-use: reduction of infection hazard .

MODELLI DISPONIBILI AVAILABLE SIZES



CALIBRO SIZE G (mm)	LUNGHEZZA LENGHT cm	FORI LATERALI SIDE PORTS	CODICE REF NUMBER	CONFEZ. PCKG pz-units
15 (1,80)	6	NO	MCN 02I	10
14 (2,10)	8	SI/YES	MCN 04I	
13 (2,40)	10	SI/YES	MCN 05I	

Altri modelli disponibili su richiesta / Other sizes available on request