

**STERYLAB PRODUCT RANGE**

Biopsy & localisation needles  
Gynaecological products  
Decontaminating mats for the O.R.  
Aghi per biopsia e localizzazione  
Prodotti per ginecologia  
Tappeti decontaminanti

For further information or a quotation please contact : Colin Walters



**SeeDOS**<sup>™</sup>

Radiation Oncology, Urology and General Medical Equipment and Services


26, The Maltings, Leighton Buzzard, Bedfordshire LU7 4BS, United Kingdom

Tel: +44 1525 850670 Fax: +44 1525 850685 Email: cwalters@seedos.com

Website: [www.seedos.com](http://www.seedos.com) Mobile: +44 07701059163

**SET PER BIOPSIA ENOMETRALE**  
**SET FOR ENDOMETRIAL BIOPSY**

**VABRA**<sup>®</sup>



**SET VABRA**<sup>®</sup>



**ISTEROMETRO**<sup>®</sup>

**SONDA PER LA MISURAZIONE DELLA PROFONDITÀ UTERINA**  
**SINGLE USE HISTEROMETER FOR THE MEASUREMENT OF UTERINE CAVITY DEPTH**





**KARMAN**<sup>®</sup>

**CANNULA PER ASPIRAZIONE INTRAUTERINA**  
**CANNULA FOR INTRA-UTERINE ASPIRATION**



## VABRA® SET PER BIOPSIA ENDOMETRALE SET FOR ENDOMETRIAL BIOPSY

 VABRA®: set per biopsia endometriale senza anestesia prodotto da STERYLAB.

 VABRA® is a suction curette for endometrial biopsy.

► Con sonda flessibile diritta, fessurata in punta per consentire l'aspirazione e abrasione del tessuto endometriale, il set comprende provetta, tappo con cucchiaino, raccordo universale per aspiratore. Monouso, sterile: riduzione dei rischi di infezioni nosocomiali.

► Set includes flexible straight catheter, with blunt point and side-ports to allow suction and collection of the endometrial tissue, test-tube with cap and spoon, universal pipe-fitting for aspirators. Sterile, single-use: reduction of infection hazard.

**MODELLI DISPONIBILI**  
AVAILABLE SIZES  
**VABRA®**

CALIBRO SIZE mm	LUNGHEZZA LENGTH mm	CONFEZ. PCKG pz-units
3 / 4 / 5	220	50

Come comporre il codice d'ordine / ordering: VABRA 3 cm = VBR03

## KARMAN® CANNULA PER ASPIRAZIONE INTRAUTERINA CANNULA FOR INTRA-UTERINE ASPIRATION

► KARMAN®: cannula per aspirazione intrauterina secondo il metodo Karman. Con punta a becco di flauto, rigida o flessibile, angolata o diritta, con raccordo universale per isterosuttore.

► KARMAN® is the canula for intra-uters aspiration according to Karman method manufactured by STERYLAB. It is possible to choose either stiff or flexible models, in rigid or flexible material, angled or straight.

**MODELLI DISPONIBILI**  
AVAILABLE SIZES  
**KARMAN®**

TIPO TYPE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIAMETRO SIZE mm	CONFEZ. PCKG pz-units
KDF	FLESSIBILE DIRITTA / FLEXIBLE STRAIGHT	7 - 8 - 9 - 11 - 12	50
KAF	FLESSIBILE ANGOLATA / FLEXIBLE ANGLED	7 - 8 - 9 - 11 - 12	50
KDR	RIGIDA DIRITTA / RIGID STRAIGHT	7 - 8 - 9 - 11 - 12	50
KAR	RIGIDA ANGOLATA / RIGID ANGLED	7 - 8 - 9 - 11 - 12	50

Come comporre il codice d'ordine / ordering:  
KARMAN FLESSIBILE DIRITTA 9 mm : KDF09 / KARMAN FLEXIBLE STRAIGHT 9 mm : KDF09  
KARMAN FLESSIBILE ANGOLATA 9 mm : KAF09 / KARMAN FLEXIBLE ANGLED 9 mm : KAF09

## ISTEROMETRO® SONDA PER LA MISURAZIONE DELLA PROFONDITÀ UTERINA SINGLE USE HISTEROMETER FOR THE MEASUREMENT OF UTERINE CAVITY DEPTH

► ISTEROMETRO®: sonda per la misurazione della profondità uterina, in materiale flessibile con puntale atraumatico, monouso sterile.

► ISTEROMETRO®: Single use histerometer for the measurement of uterine cavity depth, flexible, with atraumatic tip.

**ISTEROMETRO®**  
**MODELLI DISPONIBILI**  
AVAILABLE SIZES

CODICE D' ORDINE ORDERING	CONFEZ. / PCKG pz-units
IST01	100

Emiss.: D.C. - Rev.: 09/2004



0 4 2 6

RAPPRESENTANTE DI ZONA:  
AREA SALES REPRESENTATIVE:



[www.seedos.com](http://www.seedos.com)

Medical Equipment and Services

